

Tandheelkundige apparatuur

1. Het is aan te bevelen een aantal dagen voorafgaand aan het opnieuw openen van de praktijk alle aanwezige dentale apparatuur in werking te stellen en te testen. Een half uur vóór de opening van de praktijk proefdraaien, is eveneens aan te raden. Dit kan verrassingen voorkomen.
2. Het is goed om sterilisatoren, thermodesinfector, hand- hoekstukreinigers en de afzuigmotor in de periode van geen of weinig gebruik om de dag minimaal een keer een programma te laten doorlopen. Dit kan onverwachte stilstand of defecten voorkomen als de apparatuur weer volledig wordt gebruikt.
3. Voor een goede waterkwaliteit in de units is het van belang het gebruikelijke desinfectieprogramma uit te voeren en de reinigingsprotocollen te volgen die door de fabrikant van de unit worden aanbevolen. Lees in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen over wat te doen bij langdurige stilstand van de behandelunit.
4. Voordat het roterend instrumentarium op de slangen wordt gezet, is het van belang om de slangen door te spoelen. Dit voorkomt dat kalk en vuil uit de slangen in het instrumentarium terechtkomt.

Verbruiksgoederen

1. Zorg dat de werkvoorraad van de verbruiksgoederen in de behandelruimte voldoende groot is of net iets groter dan normaal. Dit voorkomt dat je tijdens een behandeling iets elders in de praktijk moet gaan halen.
2. Controleer of er voldoende voorraad is aan persoonlijke beschermingsmiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen, rubberdam en waterstofperoxide (3 %), zodat kan worden voldaan aan de Leidraad Mondzorg Corona.
3. Doe voor het openen van de praktijk een check van de voorraad, waarbij vooral de expiratedata aandacht krijgen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat hogere temperaturen in de praktijk – omdat de airco een tijd niet heeft gedraaid - ertoe kunnen leiden dat sommige vul- en afdruckmaterialen niet meer goed verwerkt kunnen worden. Bekijk daarom ook de temperatuuraanwijzingen op de verpakking.